

Śrubowania

Korona protetyki.
Innowacyjne połączenia stworzone do prac implantoprotetycznych o najwyższym stopniu skomplikowania i wymagające zegarmistrzowskiej precyzji wykonania. Coś dla Chempionów...

Wskazania:

- śrubowania okluzalne
- śrubowania horyzontalne
- śrubowania ryglujące

Produkty:

- Security-Lock-System
- Friction Splint FS1
- Zamki do mostów składanych
- Zestawy kluczy i wiertel
- Śrubowania systemowe

Zalety:

- możliwość zdejmowania prac do zabiegów higienicznych
- stabilne i pewne łączenie protez z implantami

Materiały:


biozgodny tytan



Zamki do mostów składanych




Zestawy kluczy i wiertel



Security-Lock-System



Friction Splint FS1



Śrubowania systemowe

Uniwersalny zestaw wkrętek



Set do sterylizacji

Wkrętki do 98% śrub występujących na rynku dentystycznym.
Zawiera klucz dynamometryczny z regulacją momentu od 10 do 40 Ncm.




Zestaw umożliwia pracę z prawie wszystkimi systemami implantologicznymi.



Kaseta z instrumentami
REF 310 0001 2

Kaseta pusta
REF 310 0001 1



Na pokrywce kuwety znajdują się informacje, służące szybkiej lokalizacji potrzebnego wkrętka i siły z jaką należy przykręcić daną śrubę.

Klucz dynamometryczny
REF 330 0115 5



z regulacją momentu od 10 do 40 Ncm.



Wkrętki długie


	Wkrętak 1	gwiazda 6	REF 310 0010 1
	2	płaski 1,6	REF 310 0010 2
	Wkrętak 3	płaski 2	REF 310 0010 3
	Wkrętak 4	0,03" dostępny tylko jako krótki	
	Wkrętak 5	inbus 0,05"	REF 310 0010 5
	Wkrętak 6	inbus 0,9	REF 310 0010 6
	Wkrętak 7	inbus 1,0	REF 310 0010 7
	Wkrętak 8	inbus 1,2	REF 310 0010 8
	Wkrętak 9	inbus 1,8	REF 310 0010 9
	Wkrętak 10	sześciokąt 2,5	REF 310 0011 0
	Wkrętak 11	kwadrat 1,3	REF 310 0101 1
	Wkrętak 12	gwiazda 5,5	REF 310 0101 2



Wkrętki krótkie

	Wkrętak 1	krótki gwiazda 6	REF 310 00K0 1
	Wkrętak 2	krótki płaski 1,6	REF 310 00K0 2
	Wkrętak 3	krótki płaski 2	REF 310 00K0 3
	Wkrętak 4	krótki inbus 0,03"	REF 310 00K0 4
	Wkrętak 5	krótki inbus 0,05"	REF 310 00K0 5
	Wkrętak 6	krótki inbus 0,9	REF 310 00K0 6
	Wkrętak 7	krótki inbus 1,0	REF 310 00K0 7
	Wkrętak 8	krótki inbus 1,2	REF 310 00K0 8
	Wkrętak 9	krótki inbus 1,8	REF 310 00K0 9
	Wkrętak 10	Inbus 2,5 dostępny tylko jako długi	
	Wkrętak 11	krótki sześciokąt 1,3	REF 310 00K1 1
	Wkrętak 12	krótki gwiazda 5,5	REF 310 00K1 2

Uniwersalny zestaw wkrętek kątowych



Set do sterylizacji

Do użytku w gabinecie dentystycznym oraz laboratorium. Zawiera adapter, który umożliwia ręczną pracę przy użyciu klucza dynamometrycznego.



Kaseta z instrumentami
REF 310 W001 2

Kaseta pusta
REF 310 W001 1




Produkty dodatkowe:



Klucz dynamometryczny
REF 330 0115 5

z regulacją od 10 do 40 Ncm.



Adapter
REF 580 0116 8

 Wkrętki długie

	Wkrętak	1	gwiazda 6	REF 310 W010 1
	Wkrętak	2	płaski 1,6	REF 310 W010 2
	Wkrętak	3	płaski 2	REF 310 W010 3
	Wkrętak	4	0,03" dostępny tylko jako krótki	
	Wkrętak	5	inbus 0,05"	REF 310 W010 5
	Wkrętak	6	inbus 0,9	REF 310 W010 6
	Wkrętak	7	inbus 1,0	REF 310 W010 7
	Wkrętak	8	inbus 1,2	REF 310 W010 8
	Wkrętak	9	inbus 1,8	REF 310 W010 9
	Wkrętak	10	sześciokąt 2,5	REF 310 W011 0
	Wkrętak	11	kwadrat 1,3	REF 310 W101 1
	Wkrętak	12	gwiazda 5,5	REF 310 W101 2

 Wkrętki krótkie

	Wkrętak	1	krótki gwiazda 6	REF 310 W0K0 1
	Wkrętak	2	krótki płaski 1,6	REF 310 W0K0 2
	Wkrętak	3	krótki płaski 2	REF 310 W0K0 3
	Wkrętak	4	krótki inbus 0,03"	REF 310 W0K0 4
	Wkrętak	5	krótki inbus 0,05"	REF 310 W0K0 5
	Wkrętak	6	krótki inbus 0,9	REF 310 W0K0 6
	Wkrętak	7	krótki inbus 1,0	REF 310 W0K0 7
	Wkrętak	8	krótki inbus 1,2	REF 310 W0K0 8
	Wkrętak	9	krótki inbus 1,8	REF 310 W0K0 9
	Wkrętak	10	inbus 2,5 dostępny tylko jako długi	
	Wkrętak	11	krótki sześciokąt 1,3	REF 310 W0K1 1
	Wkrętak	12	krótki gwiazda 5,5	REF 310 W0K1 2

Śrubowania

Wkrętaki długie



Wkrętaki długie
1 szt.
REF 330 0081 2

Do przykręcania i odkręcania śrub z poza jamy ustnej pacjenta. Do stożkowych imbusów 0,9 mm.

Wkrętaki krótkie



Wkrętaki krótkie
1 szt.
REF 330 0069 0

Idealne dla lekarza i technika. Posiadają otwór dla nici zabezpieczającej przed wpadnięciem do gardła pacjenta. Do stożkowych imbusów 0,9 mm.

Wkrętak kątowy



Wkrętak kątowy
1 szt.
REF 330 0081 3

Do pracy maszynowej z regulacją momentu obrotowego. Do stożkowych imbusów 0,9 mm.

Zestaw wkrętaków



Zestaw

3-części:
1 x wkrętak długi
1 x wkrętak krótki
1 x wkrętak kątowy
REF 330 0081 0

Wkrętak is



Wkrętak is
kątowy
1 szt.
REF 460 0001 0



Wkrętak is
ręczny
1 szt.
REF 460 0001 1

Specjalne wkrętaki do zamków protetycznych vks-oc rs z możliwością kontroli momentu obrotowego.

Wkrętak do wymiennych kulek



Wkrętak
1 szt.
REF 330 0116 4

Wkrętak do zamków vks-oc/sg 1,7 z wymienną kulką.

Olej do frezowania



Olej do frzowania
20 ml
REF 550 0000 8

Specjalnie opracowany olej do techniki frezowań i śrubowań.

Ten specjalistyczny preparat nie zawiera żadnych eterycznych składników dzięki czemu znacznie podniesiono temperaturę jego ulatniania. Specjalne składniki i właściwa konsystencja dobrze utrzymują olej pomiędzy powierzchnią metalu i wiertłami. To powoduje, że wióry metalu szybko odpadają od wiertel nie dostając się ponownie pomiędzy wiertła i obszary opracowywane. Frezowane powierzchnie będą wygładzone i wypolerowane. Specjalne składniki oleju zmniejszając tarcie znacznie obniżają tempetaturę wiertła, zapobiegając jego przegrzaniu i szybszemu zużyciu.



1 Przy gwintowaniu olej do frezowania ułatwia pracę, wygładzając powierzchnię gwintu.



2 Frezowane powierzchnie szybko będą gładkie.



3 Olej obniża temperaturę powstałą podczas tarcia wiertła o materiał, zapobiegając jego przegrzaniu i zużyciu.


Zalecenie:

Podczas frezowania, wiercenia i śrubowania zawsze używać dużo specjalnego oleju bredentu.

Śrubowania horyzontalne




Śrubowania okluzalne w odcinkach estetycznych często stają się problematyczne ze względu na ich położenie w widocznym obszarze, a odcinkach bocznych wymagają przestrzeni na manualną pracę śrubokrętem w jamie ustnej pacjenta.




Rozwiązaniem tych problemów są śrubowania horyzontalne wykonywane po stronie językowej protez:


- wykonywane za pomocą specjalnych łączników ze śrubowaniem systemu implantologicznego SKY
- wykonywane indywidualnie z gotowych elementów do stosowania ze wszystkimi systemami implantologicznymi dostępnymi na rynku



Security-Lock - śruba z gwintem znajduje się w koronie, a jej czoło rygluje protezę na łączniku.



Friction Splint - rozporowe śrubowanie ryglujące bez konieczności gwintowania łącznika lub korony.



Śrubowanie indywidualne - stożkowa śruba jest wkręcona w nagwintowany łącznik i dociska do niego protezę.

Przypadek kliniczny:


Proteza frezowana z metalu i wycelowana systemem visio.lign.

4 implanty ze śrubowaniem horyzontalnym i 2 okluzalnym.


(Stefan Adler, Landsberg)




Systemowe śrubowanie horyzontalne




Do prostych i kątowych łączników fast & fixed systemu implantologicznego SKY istnieją specjalne tytanowe kapy protetyczne posiadające zintegrowane śrubowanie horyzontalne ze stożkową śrubą. Na tytanowe kapy przychodzą plastikowe nakładki, które mogą stać się częścią mostu lub protezy z dowolnego materiału.



Dzięki trójpunktowemu oparciu kapy na łączniku po dokręceniu śruby uzyskuje się wyjątkowo szczelne, mocne i trwałe połączenie protezy z implantem.



Fachowość śrubowania pokazuje możliwość ich wszechstronnego pozycjonowania w ustach pacjenta (360° przy prostych łącznikach i 270° przy łącznikach kątowych), co umożliwi dotarcie do śruby prawie w każdej sytuacji.




**SKY fast & fixed
łącznik 0°**
+ śruba
wys. 1 mm
REF SKYFT001
wys. 2 mm
REF SKYFT002
wys. 4 mm
REF SKYFT004



**SKY fast & fixed
łącznik 17,5°**
+ śruba 2,2
wys. 3 mm
REF SKYFT173
wys. 5 mm
REF SKYFT175



**SKY fast & fixed
kapa protetyczna
ze śrubowaniem
horyzontalnym**
REF SKYFTPKS




**SKY fast & fixed
łącznik 35°**
+ śruba 2,2
wys. 4 mm
REF SKYFT354
wys. 5 mm
REF SKYFT355


Security-Lock



Opatentowane i stosowane śrubowania, które się nie luzują, odkręcają czy pękają... Tuleja śruby może być łączona ze wszystkimi stopami szlachetnymi metodą dolewania. Śruby w trzech średnicach: 1,0, 1,4 i 1,8 mm.



HM-wiertło
1,0
REF 330 0081 5
1,4
REF 330 0066 0



Diatit-Multidryl
1,0
REF 330 0061 0
1,4
REF 330 0079 0
1,8
REF 330 0080 0



Śruba robocza
1,0
REF 430 0729 3
1,4
REF 430 0729 4
1,8
REF 430 0729 5



Nakrętka z śrubą tytanową
2 szt.
1,0
REF 430 0729 6
1,4
REF 430 0729 7
1,8
REF 430 0729 8

Produkty dodatkowe:



Wkrętaki krótkie
1 szt.
REF 330 0069 0

Inne śrubokręty patrz str 216-218



Olej do frezowania
REF 550 0000 8

Zestaw

9-części:
Security-Lock 1,0
2 Śruby tytanowe
2 Nakrętki

2 Śruby robocze
1 Diatit-Multidryl
1 HM-wiertło
1 Wkrętak krótkie
REF 430 0729 0

Zestaw

9-części:
Security-Lock 1,4
2 Śruby tytanowe
2 Nakrętki

2 Śruby robocze
1 Diatit-Multidryl
1 HM-wiertło
1 Wkrętak krótki
REF 430 0729 1

Zestaw

9-części:
Security-Lock 1,8
2 Śruby tytanowe
2 Nakrętki

2 Śruby robocze
1 Diatit-Multidryl
1 HM-wiertło
REF 430 0729 2



1 Trzy różne rozmiary dają wiele możliwości przy mostach i implantach.



2 Konstrukcja przeznaczona do śrubowania powinna zostać właściwie wykonana.



3 Po odlewie wyfrezować i wypolerować wykonaną strukturę.



4 Wstępnie zaznaczyć HM-wiertłem położenie śrubowania.



5 Odpowiednim wiertłem przy użyciu oleju do frezowania wywiercić tunel śruby.



6 Śrubę tytanową wraz z nakrętką należy umieścić w wywierconym tunelu.



7 Śrubę tytanową z nakrętką stabilnie umocować za pomocą Pi-Ku-Plastu.




8 Pi-Ku-Plast gwarantuje trwałe, stabilne połączenie.



9 Dla zachowania gwintu w czasie zatapiania, wkręcić śrubę roboczą pokrytą koloidalnym grafitem.

Dane techniczne:




Artykuł	REF	śr.	długość	gwint	dług./czoła	maks. redukcja
Śruba tytanowa 1,0	430 0729 3	Stift 1,0 mm	8,5 mm	M 2 x 0,4	3,5 mm	2,3 mm
Śruba tytanowa 1,4	430 0729 4	Stift 1,4 mm	8,5 mm	M 2 x 0,4	Stift 3,5 mm	2,3 mm
Śruba tytanowa 1,8	430 0729 5	Stift 1,8 mm	8,5 mm	M 2,5 x 0,45	Stift 3,5 mm	2,3 mm
Tuleja HL 1,0	430 0729 6	2,8 mm	5,3 mm	—	—	2,3 mm
Tuleja HL 1,4	430 0729 7	2,8 mm	5,3 mm	—	—	2,3 mm
Tuleja HL 1,8	430 0729 8	3,2 mm	5,3 mm	—	—	2,3 mm

Security-Lock do ceramiki



Nienagwintowany trzon śruby spoczywa w filarze implantu i niweluje mikrodrżania, nie

przenosząc ich na wstecz i kość, co daje biozgodne i trwałe połączenie. Security-Lock do ceramiki 1,4 można stosować ze wszystkimi stopami dentystycznymi.



Bolec do mod. 1,4
REF 360 0116 9




Śruby ceramiczne 1,4
2 szt.
REF 360 0117 0



Wiertło HM 1,4 mm
REF 330 0066 0



Diatit-Multidryll
1,4 x 6 mm
REF 330 0079 0



Śruby tytanowe 1,4
2 szt.
REF 430 0729 4



Gwintownik wstępny
REF 460 0010 M



Gwintownik końcowy
REF 460 0010 F



Uchwyt do gwintowników
REF 330 0115 3



Dłuto do ceramiki
REF 460 0010 6

Zestaw

10-części	1 Śruba tytanowa 1,4
1 Wiertło HM 1,4 mm	1 Gwintownik wstępny
1 Diatit-Multidryll 1,4 x 6 mm	1 Gwintownik końcowy
1 Bolec do modelowania 1,4	1 Dłuto do ceramiki
1 Śruba ceramiczna z otuliną 1,4	1 Uchwyt do gwintowników
	1 Wkrętaki krótkie REF 430 0739 1

Produkty dodatkowe:



Wkrętaki krótkie
1 szt.
REF 330 0069 0



Olej do frezowania
REF 550 0000 8



1 Klasycznie wymodelowana w wosku konstrukcja wewnętrzna,



2 może zostać odlana z każdego stopu pod ceramikę.




3 Po wyfrezowaniu, modeluje się część zewnętrzną z Pi-Ku-Plastu.




4 Dla kontroli estetyki i funkcji konstrukcji wykonuje się woskowe licowanie.



5 Usuwając wosk, zaznacza się miejsce przyszłego wiercenia.



6 Wiertłem HM 1,4 wykonuje się otwór pilotowy. (max. 8000 obr./min.)



7 Głęboki otwór wykonuje się przy pomocy Diatit-Multidryll 1,4 (max. 5000 obr./min.) i oleju do frezowania.



8 Pi-Ku-Plastem zafiksować w otworze bolec do modelowania i uzupełnić modelowanie woskiem.



9 Usunąć woskowe licowanie, pozostawiając kształt dopracowanej do odlania struktury.



10 Delikatnie, poprzez lekkie obroty wyjąć bolec z obiektu.



11 W jego miejsce włożyć ceramiczny bolec z otuliną woskową.



12 Otulinę delikatnie uszczelnić woskiem.



13 Ceramiczny bolec zostaje w obiekcie, aż do czasu wylutowania i zglazurowania ceramiki.



14 Następnie usunąć go dłutem do ceramiki. Nie piaskować!



15 Powstały tunel nagwintować przy użyciu oleju do frezowania i gwintowników: wstępnego i końcowego.



16 Wprowadzona wkrętakiem śruba łączy oba obiekty.



17 Gumką Tita-Pol skrócić śrubę maksymalnie o 2,3 mm.



18 Funkcjonalny i estetyczny Security-Lock do ceramiki 1,4 w gotowej pracy protetycznej.

Dane techniczne:



Artykuł	REF	śr.	długość	gwint	dług./czoła	maks. redukcja
Śruba tytanowa 1,4	430 0729 4	1,4 mm	8,5 mm	M 2 x 0,4	Stift 3,5 mm	2,3 mm

Security-Lock - do wklejania



Ekonomiczna i szybka alternatywa dla poprzedniego rozwiązania. Tytanowy, nagwintowany tunel śrubowania wystarczy wkleić w odlew i praca gotowa. Do stosowania ze wszystkimi stopami dentystycznymi stosowanymi w protetyce.



Bolec do modelowania 1,4
REF 360 0116 9



Wiertło HM 1,4 mm
REF 330 0066 0




Diatit-Multidryl 1,4 x 6 mm
REF 330 0079 0



Śruby tytanowe 1,4
2 szt.
REF 430 0729 4



Tuleje tytanowe
2 szt.
REF 430 0739 7



Uchwyt do gwintowników
REF 330 0115 3

Zestaw 5 części:

1 Wiertło HM 1,4 mm
1 Diatit-Multidryl 1,4 x 6 mm
1 Bolec do modelowania 1,4
1 Śruba tytanowa 1,4
1 Tuleja tytanowa
REF 430 0739 5

Produkty dodatkowe:



Wkrętaki krótkie
1 szt.
REF 330 0069 0



FGP izolator
REF 540 0102 7

Inne śrubokręty patrz str 216-218



Olej do frezowania
REF 550 0000 8



DTK-klej
REF 540 0010 6

Dane techniczne:



Artykuł	REF	śr.	długość	gwint	dług./czoła	maks. redukcja
Śruba tytanowa 1,0	430 0729 3	Stift 1,0 mm	8,5 mm	M 2 x 0,4	3,5 mm	2,3 mm
Śruba tytanowa 1,4	430 0729 4	Stift 1,4 mm	8,5 mm	M 2 x 0,4	Stift 3,5 mm	2,3 mm
Śruba tytanowa 1,8	430 0729 5	Stift 1,8 mm	8,5 mm	M 2,5 x 0,45	Stift 3,5 mm	2,3 mm
Tuleja tytanowa Titan 1,4	430 0739 7	2,8 mm	5,3 mm	—	—	2,3 mm
Tuleja HL 1,0	430 0729 6	2,8 mm	5,3 mm	—	—	2,3 mm
Tuleja HL 1,4	430 0729 7	2,8 mm	5,3 mm	—	—	2,3 mm
Tuleja HL 1,8	430 0729 8	3,2 mm	5,3 mm	—	—	2,3 mm

Security-Lock - do wklejania



1 Do odlania może służyć każdy rodzaj stopu na korony.



2 Po wyfrezowaniu i wypolerowaniu z Pi-Ku-Plastu modeluje się szkielet struktury wtórnej.



3 W woskowym licowaniu zostaje zaznaczone miejsce śrubowania.



4 Dla właściwego oznaczenia miejsca należy w tym miejscu zdjąć wosk.



5 W oznaczonym miejscu wykonać wiertłem HM (max. 8000 obr./min.) nawiert pilotowy.



6 Przy użyciu Diatit-Multidryl 1,4 i oleju do frezowania wywiercić tunel śrubowania.



7 W tunelu umieścić bolec do modelowania i zaafiksować go Pi-Ku-Plastem.



8 Przed zatopieniem struktury w masie osłaniającej, bolec wyjąć, delikatnie go okręcając.




9 Protezę odlać z dowolnego stopu dentystycznego, wypiskować i opracować.



10 Wszystkie miejsca niewralgiczne należy przed klejeniem zaizolować izolatorem FGP REF 540 0102 7.



11 Po wylicowaniu mostu, tunel śrubowania delikatnie przepiaskować drobnym piaskiem.



12 Śrubę zaizolować i wkręcić w tytanową tuleję.



13 Most zewnętrzny nałożyć na wewnętrzną strukturę, a w tunel włożyć 1-2 krople kleju dtk.



14 Tuleję ze śrubą włożyć w tunel i ustawić w pozycji końcowej. Nie można jej poruszyć, aż klej nie stwardnieje.



15 Wystającą część konstrukcji zredukować gumką Tita-Pol maksymalnie o 2,3 mm.




16 Gotowa praca z właściwą funkcją i wysoką estetyką wykonana fachowo w krótkim czasie.

Friction Splint FS1

Rozporowe śrubowanie ryglujące:


- proste i bardzo skuteczne śrubowanie
- do stosowania we wszystkich sytuacjach implantologicznych
- szczelność i eliminacja mikroruchów
- możliwość zastąpienia starych śrubowań
- eliminacja gwintowania w metalu
- do indywidualnego skracania



skala. 1:1

Friction Splint FS1

Tuleja
1 szt.
REF 450 0008 0
10 szt.
REF 450 0008 4



skala. 1:1


Modelarz
Ø 2,0 mm
1 szt.
REF 450 0008 3
10 szt.
REF 450 0008 7



skala. 1:1


Friction Splint FS1

Splint
1 szt.
REF 450 0008 1
10 szt.
REF 450 0008 5



skala. 1:1


Bloker
Ø 2,0 mm
1 szt.
REF 450 0008 2
10 szt.
REF 450 0008 6



Tuleja FS1 przechodzi przez oba obiekty: łącznik oraz protezę.



Po wprowadzeniu tulei w tunel obiektu...



...wkreca się w nią rozpierając ją Splint.



Koniec z gwintowaniem w metalu.



Stare uszkodzone śrubowania...



...można zrewitalizować przy pomocy FS1.

Produkty dodatkowe:



Diatit-Multidryl
1 szt.
REF 330 0072 0



Śruby robocze
2 szt.
REF 360 0103 0



Wkrętaki krótkie
1 szt.
REF 330 0069 0



Olej do frezowania
REF 550 0000 8

Inne śrubokręty na str 216-218

Friction Splint FS1



1 Wax-Up w przedlewie silikonowym.



2 Po zdjęciu wymodelowanego obiektu w łączniku należy wywiercić Diatit-Multidrylem Ø 2,0 mm otwór na modelarz.



3 Obiekt ponownie nałożyć i obmodelować modelarze. W miejscach przewidzianych na śrubowania wywiercić w wosku otwory Ø 2,0 mm.



4 W celu precyzyjnego odłania tuneli modelarze należy zastąpić blokerami ceramicznymi.



5 Na modelarzach...



...modeluje się szkielet protezy w wosku.



7 Tuleja...



8 ...i śruba Splint zostają indywidualnie skrócone.




9 Przy strukturach cyrkonowych należy uważać,...



10 że otwór tunelu dla tulei ze Splintem po synteryzacji i napaleniu ceramiki...



11 ...powinien mieć Ø 2,0 mm, tylko wtedy tuleja szczelnie połączy łącznik z protezą i nie będzie mikroruchów.



12 Tuleję razem z wkręconym do jej połowy Splintem wprowadza się w tunel pensetą...



13 ...a następnie wkręca w nią Splint.



14 Splint wkręca i wykręca się krótkim wkrętakiem.



15 Tuleję usuwa się z protezy śrubą fiksacyjną.



16 Tuleja może być użytkowana przez pacjenta do roku czasu. Jej wyjęcie następuje przy pomocy śruby fiksacyjnej, którą lekarz wkręca w miejsce wykręconego Splintu.

Zestaw kluczy i wiertel maxi do indywidualnych śrubowań 1,4 i 1,6




Do zastosowania we wszystkich sytuacjach wymagających połączenia śrubowaniem.

Precyzyjne i mocne łączenie elementów mostów i protez.



Idealne do łączenia mostów składanych.



Dostępny w dwóch rozmiarach:

Zestaw



do śrubowań maxi
M 1,4
10 cz.:
REF 330 0060 0

Zestaw



do śrubowań maxi
M 1,6
10 cz.:
REF 330 0001 6

Stożkowa główka śruby na głębokość 0,3 mm wchodzi w część wewnętrzną protezy i dociska do niej część zewnętrzną. To gwarantuje najwyższą odporność połączenia na zerwanie, ponieważ nie znajduje się ono na główce, a nie na cieńszym gwincie śruby.

System do stosowania ze stopami o twardości do 270 wdg. Vickersa.



1 Wiertło HM 1,4 dla M 1,4 i M 1,6
1 szt.
REF 330 0066 0



Gwintownik wstępny
M 1,4
REF 330 0067 1
M 1,6
REF 330 0116 V



Śruba tytanowa
1 szt.
M 1,4 x 0,3
REF 330 0070 0
długość głowy 2,5 mm
10 szt.
M 1,4 x 0,3
REF 330 0071 0




Diatit-Multidryl
M 1,4
REF 330 0063 0
M 1,6
REF 330 0115 7



Gwintownik końcowy
M 1,4
REF 330 0067 0
M 1,6
REF 330 0116 F

1 szt.
M 1,6 x 0,35
REF 330 0116 0
długość głowy 2,5 mm
10 szt.
M 1,6 x 0,35
REF 330 0116 1



Diatit-Multidryl z blokadą
M 1,4
REF 330 0075 0
M 1,6
REF 330 0115 8



Modelarz
M 1,4
REF 330 0115 6
M 1,6
REF 330 0116 3



Śruba tytanowa z długą główką
1 szt.
M 1,4 x 0,3
REF 330 0K70 0
długość głowy 3,5 mm
10 szt.
M 1,4 x 0,3
REF 330 0K71 0



Rozwierczacz HM
M 1,4
REF 330 0065 0
M 1,6
REF 330 0115 9



Wkrętaki krótkie
1 szt.
REF 330 0069 0
Inne śrubokręty
patrz str 216-218

1 szt.
M 1,6 x 0,35
REF 330 K116 0
długość głowy 3,5 mm



Uchwyt gwintowników
1 szt.
REF 330 0068 0



Produkty dodatkowe:

Olej do frezowania
REF 550 0000 8

10 szt.
M 1,6 x 0,35
REF 330 K116 1
długość głowy 3,5 mm

Zestaw kluczy i wiertel maxi do indywidualnych śrubowań 1,4 i 1,6


Dwie możliwości wykonania śrubowań:



1 Patryca zostaje zpozycjonowana w kierunku kikutów zewnętrzno mostu.



2 Drugi most wymodelować, odlać i opracować.




3 Wiertłem HM (8000 obr./ min.) wykonać otwór pilotowy. Podczas wiercenia i gwintowania stosować olej do frezowania!



4 Diatit-Multidrylem przez część zewnętrzną wwiórcić się w część wewnętrzną na ok. 1,5 mm.



5 Część zewnętrzną zdjąć i w elemencie wewnętrznym Diatit Multidrylem z blokadą nawiercić tunel patrycy, aż do blokady.




6 Obie części protezy złożyć i rozwiertaczem HM lekko dopracować stożek tunelu.



7 Tunel części wewnętrznej nagwintować gwintownikiem wstępnym i końcowym. (dwa obroty w przód, jeden w tył)



8 Protezę złożyć i wkręcić śrubę.



9 Wystającą część śruby obciąć i zapolerować.

Z pomocą modelarza - metoda jest skuteczna, jeśli zachowany jest właściwy kierunek śrubowania



10 Wiertłem HM wykonać otwór pilotowy w patrycy.



11 Diatit-Multidrylem z blokadą wywiercić tunel właściwy.




12 Modelarz umieścić w tunelu i umocować Pi-Ku-Plastem.



13 Wykonać modelowanie mostu zewnętrznego z wosku.



14 Modelarz wyjąć delikatnie go okrężając.




15 Po odlaniu i opracowaniu, oba mosty złożyć i rozwiertaczem HM zfazować tunel. Dalej postępować jak poprzednio od zdjęcia 7.

Dane techniczne



Artykuł	REF	śr.	długość	gwint	dług./czoła	maks. redukcja
Śruba tytanowa M 1,4	330 0070 0	2,1 mm	4,5 mm	M 1,4 x 0,3	2,5 mm	1,2 mm
Śruba tytanowa M 1,4 / 3,5	330 0K70 0	2,3 mm	5,5 mm	M 1,4 x 0,3	3,5 mm	1,8 mm
Śruba tytanowa M 1,6	330 0116 0	2,3 mm	5,2 mm	M 1,6 x 0,35	2,5 mm	1,2 mm
Śruba tytanowa M 1,6 / 3,5	330 K116 0	2,6 mm	6,2 mm	M 1,6 x 0,35	3,5 mm	2,0 mm

Zestaw kluczy i wiertel do śrubowania indywidualnego w tlenku cyrkonu



Zestaw
3-części:
1 Diatit-Multidryl
1 HM-Senker-Zirkon
1 Pozycjoner
REF 330 2432 4

W połączeniu z zestawem kluczy i wiertel 1,4 jest możliwa praca w materiale cyrkonowym.



Narzędzia są większe o 30 % w celu zrównoważenia skurczu cyrkonu.



Diatit-Multidryl
1,5 x 8 mm
REF 330 0073 0



Wiertło HM-cyrkon
REF 330 2432 6



Pozycjoner
REF 330 2432 7

Zamki składane btg oc



BTG oc precyzyjny zamek łączący okluzalnie części składowe mostu.

tytanowa śruba imbusowa śr.1,4mm

pierścień określa możliwość okluzalnego skrócenia zamka

z jednego stopu szlachetnego



Śruba robocza
2 szt.
REF 360 0103 0



Śruba tytanowa
1 szt.
REF 330 0070 0
10 szt.
REF 330 0071 0



Pierścień
2 szt.
REF 430 0730 4



Patryce btg oc gwintowane
2 szt.
REF 430 0730 3

Zestaw

6-części: po 1 szt.
Patryca z gwintem
Pierścień
Śruba tytanowa

Śruba robocza
Wkrętak krótki
1 Uchwyt do
paralelometru
REF 430 0730 2

Produkty dodatkowe:



Wkrętak krótki
1 szt.
REF 330 0069 0



Uchwyt do paralelometru BTG oc
1 szt.
REF 360 0115 7



1 Uchwyt do paralelometru określa właściwe położenie zamka.



2 Indywidualne dopasowanie dosłużówkowej części patrycy zamka btg oc.



3 Do pierścienia z gwintem, ze specjalnego stopu może być dolany każdy stop szlachetny.



4 Pokryta grafitem kolooidalnym śruba robocza zabezpiecza gwint w masie osłaniającej.



5 Połączenia korony i patrycy ma 0,5 mm szerokości i może być opracowane 1 mm frezem do frezarki.



6 Krawędzie na pierścieniu zewnętrznym określają granicę okluzalnego skrócenia zamka.



7 Część zewnętrzna wraz z pierścieniem musi być pewnie połączona z Pi-Ku-Plast.



8 Zewnętrzna forma pierścienia gwarantuje stabilne utrzymanie w tworzywie.



9 Następnie należy wymodelować zewnętrzną część struktury protezy.




10 Śruba tytanowa może zostać okluzalnie skrócona według potrzeb.

Dane techniczne:



Artykuł	REF	śr.	długość	gwint	dług./czoła	maks. redukcja
Śruba tytanowa 1,4	330 0070 0	2,1 mm	4,5 mm	M 1,4 x 0,3	2,5 mm	1,4 mm
Pierścień HL	430 0730 4	2,5 mm	2,1 mm	—	—	1,4 mm
Patryce oc	430 0730 3	3,0 mm	6,9 mm	M 1,4 x 0,3	—	3,3 mm

Indywidualne zamki składane



BTG i - precyzyjne i pewne połączenie mostów składanych za pomocą indywidualnych śrubowań wykonanych uniwersalnym zestawem kluczy i wiertel.



Patryce btg i
8 szt.
REF 430 0735 0

Produkty dodatkowe:



Zestaw kluczy i wiertel-maxi
10 części:
REF 330 0060 0



Uchwyt do paralelometru dla BTG oc, BTG i
1 szt.
REF 360 0115 7



Olej do frezowania
REF 550 0000 8



Patryca zostaje usytuowana uchwytem do paralelometru i przyklejona woskiem.



Patryca może być indywidualnie skrócona do wyrostka.



Przejście patrycy w koronę ma promień 0,5mm i można je opra-cowywać 1,0 mm frezem do frezarki.



HM-wiertłem zaznaczyć pozycję tunelu śruby zamka btg oc.



Do wiercenia zaleca się stosowanie dużych ilości oleju do frezowania, który gwarantuje właściwą obróbkę tunelu.



Wiertłem Multidryl 1,2x5 z zestawu kluczy i wiertel wywiercić ok. 2 mm tunel. Olej zapobiega przegrzewaniu się wiertła.



Wiertłem udarowym 1,2x2 precyzyjnie dowieść tunel śruby. Olej gwarantuje gładkie powierzchnie tunelu.



Pogłębiaczem rozszerzyć tunel do rozmiaru 1,4mm wykonując miejsce na stożkową główkę śruby tytanowej.



Z użyciem oleju gwintować tunel gwintownikiem wstępnym, a następnie końcowym.



Stożkowa główka śruby spoczywa ok.3/10mm w części zewnętrznej. Wysoka (155kg) stabilność przy działaniu ukośnych sił żucia.



Element zewnętrzny protezy należy modelować z Pi-Ku-Plastu, śrubę skrócić po odlewie.



Nieznaczne wymiary śruby tytanowej powodują wysoką estetykę wykonanego połączenia.


Dane techniczne:



Artykuł	REF	śr.	długość	gwint	dług./czoła głowa	maks. redukcja
Indywidualne zamki składane	430 0735 0	3,0 mm	7,0 mm	—	—	indywidualne

Zestaw kluczy i wiertel - mini

Do śrubowań okluzalnych i horyzontalnych:




Śruba tytanowa
1 szt.
REF 330 0070 0
10 szt.
REF 330 0071 0



Pierścień HL
2 szt.
REF 430 0730 4




Nakrętka HL
2 szt.
REF 330 0081 1



Śruba robocza 1,4
2 szt.
REF 360 0103 0



Wkrętak krótki
imbus1 szt.
REF 330 0069 0
Inne śrubokręty
patrz str 216-218



Zestaw

5-części:
1 Śruba tytanowa 1,4 x 2
1 Nakrętka HL
1 Pierścień HL
1 Śruba robocza 1,4
1 Wkrętak krótki
REF 430 0735 1

Dane techniczne:



Artykuł	REF	śr.	długość	gwint	dług./czoła	maks. redukcja
Śruba tytanowa 1,4	330 0070 0	2,1 mm	4,5 mm	M 1,4 x 0,3	2,5 mm	1,4 mm
Pierścień HL	430 0730 4	2,5 mm	2,1 mm	—	—	1,4 mm
Nakrętka HL	330 0081 1	2,3 mm	3,5 mm	—	—	—