


Łączniki indywidualne mini²SKY

mini²SKY

new




mini²SKY
Łącznik uni.fit
1 szt.



REF m2SKYUFA

Materiał: Tytan
Moment obrotowy: 20 Ncm

Przy użyciu mini²SKY uni.fit, laboratoryjne wytworzenie łączników indywidualnych może być przebiegać na niezwykle wysokim poziomie estetycznym, nawet w przypadku bardzo wąskich przestrzeni.
Łączniki indywidualne są cementowane w laboratorium do niskiej tytanowej bazy.



Blokada rotacyjna po obu stronach, daje równomierną lukę dla materiału adhezyjnego.



Blokada rotacyjna tylko jednej strony powoduje powstanie nierównomiernych przestrzeni dla materiału adhezyjnego.