



Łączniki estetyczne SKY

narrowSKY
blueSKY
SKY classic


new



blueSKY
SKY classic




W przypadku implantów umiejscowionych na równi z poziomem kości, łączniki estetyczne SKY zapewniają maksymalne warunki estetyczne. Dzięki Platform-Switch i biologicznemu uszczelnieniu dziąsła, nad implantem powstaje naturalny profil wylaniania i układania tkanek miękkich. Najbardziej naturalne efekty estetyczne ukształtowania tkanek miękkich, daje połączenie stosowania łączników tymczasowych i łączników estetycznych SKY.




SKY łącznik estetyczny S 0° (narrowSKY)
ze śrubą 2.2

REF SKYnES00




SKY łącznik estetyczny M 0°
ze śrubą 2.2

REF SKY-EM00




SKY łącznik estetyczny S 15° (narrowSKY)
ze śrubą 2.2

REF SKYnES15



SKY łącznik estetyczny M 15°
ze śrubą 2.2


REF SKY-EM15



SKY łącznik estetyczny S 15° R
(narrowSKY) ze śrubą 2.2


REF SKYnES16

Materiał: Tytan
Moment obrotowy: 25 Ncm



SKY łącznik estetyczny M 15° R
ze śrubą 2.2

REF SKY-EM16



SKY łącznik estetyczny L 0°
ze śrubą 2.2

REF SKY-EL00

Materiał: Tytan
Moment obrotowy: 25 Ncm

Stale uzupełnienia
kosmetyczne