

SKY Locator® - łączniki proste


blueSKY
SKY classic



Ze względu na niską wysokość SKY Locator® oferuje doskonałe możliwości dla mocowania protez w różnych przypadkach klinicznych

Z wbudowanym systemem platform-switch, stworzone zostały idealne warunki dla przyczepu tkanek miękkich.

Trzy wysokości dziąsła 2, 4 i 6mm pozwalają na rozwiązanie wszystkich sytuacji klinicznych.



SKY Locator® zestaw 0°-10°
2 szt.


REF LOCLAB10

SKY Locator® zestaw 10-20°
2 szt.

REF LOCLAB20




Photos: Dr. Alius, Nürnberg (DE)




SKY Locator® łącznik
Wysokość przez dziąsło 2 mm

REF LO CZAB02



SKY Locator® łącznik
Wysokość przez dziąsło 4 mm

REF LO CZAB04



SKY Locator® łącznik
Wysokość przez dziąsło 6 mm

REF LO CZAB06

Materiał:
Tytan, pokrycie TiN
Moment obrotowy: 25 Ncm

Wysokiej jakości, światłoutwardzalna żywica do wpolimeryzowania matryc lokatorów w protezy akrylowe

Qu-resin rosa

Asortyment 14 szt.

1 kartridż 50 ml

1 Qu-connector 10 ml

12 kaniuli mieszających,

rozmiar 1, niebieski

REF 540 0116 1

