

# Zalecenia techniczne do śrub protetycznych SKY

## Zalecenia dla śrub SKY

SKY śruba zamykająca 25 rpm 10 Ncm



SKY śruba gojąca 25 rpm 10 Ncm




SKY transfer wyciskowy 25 rpm 10 Ncm



SKY temp / SKY prov S 25 rpm 18 Ncm



Łączniki SKY 25 rpm 25 Ncm



SKY fast & fixed  
SKY uni.cone  
Śruby protetyczne 25 rpm 18 Ncm

