

# Multisil-Epithetik soft i hard

Masa wyciskowa na bazie silikonu, w strzykawkach do szybkiego, oszczędnego i komfortowego stosowania

## Soft-form



Multisil-soft do pobierania pierwszej warstwy wycisku.

- dzięki niewielkiej twardości 25 Shore A masa jest przeznaczona do głębokiej penetracji
- właściwa konsystencja gwarantuje precyzję pobranego wycisku



Multisil-Epithetik soft-form  
2 x 50 ml  
zam. nr 540 0106 1

## Hard-form



Multisil-hard przykrywa i stabilizuje pierwszą warstwę.

- twardość 45 Shore A stabilizuje większe powierzchnie wycisku pobranego miękkim materiałem soft-form
- właściwa stabilność wycisku daje gwarancję dopasowania protezy



Multisil-Epithetik hard-form  
2 x 50 ml  
zam. nr 540 0106 2

# Wosk modelowy do epitez

Wosk w płytkach w naturalnym kolorze



- grubość 2,8 mm, dopasowana temperatura modelowania, optymalna twardość, specjalna plastyczność i kleistość dostosowana do potrzeb epitez, ułatwia modelowanie
- po podgrzaniu wosk długo pozostaje plastyczny do formowania, ale jednocześnie jest stabilny

Wosk modelowy Epithetik  
75 x 150 x 2,8 mm  
1000g  
zam. nr430 0739 6

