

## Wosk modelowy do epitez



Wosk w płytkach  
w naturalnym kolorze.

Wosk modelowy  
do epitez  
75 x 150 x 2,8 mm  
1000 g  
REF 430 0739 6




- grubość 2,8 mm, dopasowana temperatura modelowania, optymalna twardość, specjalna plastyczność i kleistość dostosowana do potrzeb epitez, ułatwia modelowanie
- po podgrzaniu wosk długo pozostaje plastyczny do formowania, ale jednocześnie jest stabilny

## Multisil-Epithetik transparent



Multisil-Epithetik  
transparent  
2 x 50 ml  
REF 540 0106 3

transparentny



**Multisil-Epithetik transparent** Transparentny materiał na protezy, na bazie silikonu.


- Praktyczne strzykawki mieszające materiał w stosunku 1:1
- przejrzysty silikon do podbarwiania intensywnymi farbami
  - długi czas pracy, do 2 godzin przy temp. pomieszczenia 23° C daje możliwość starannego indywidualizowania
  - polimeryzacja w temperaturze 60° C eliminuje potrzebę posiadania specjalnych urządzeń
  - twardość końcowa 35 Shore A, szczelne ale delikatne przyleganie daje pacjentowi komfort na codzień
  - właściwa płynność silikonu umożliwia optymalne wymodelowanie indywidualnych detali

## Multisil-Epithetik city / country / beach



Multisil-Epithetik  
city  
50 ml  
REF 540 0106 4

city



**Barwne, miękkie, materiały na protezy, na bazie silikonu:**

- 3 różne kolory ułatwiają zabarwienie protez:  
city = jasna twarz  
country = normalna twarz  
beach = ciemna twarz
- transparent oszczędza czas przy indywidualizacji
- intensywne farby zwiększają możliwości indywidualizowania
- twardość końcowa 35 Shore A, szczelne ale delikatne przyleganie daje pacjentowi komfort na codzień
- dobra płynność silikonu to możliwość wykonania wszystkich detali



Multisil-Epithetik  
country  
50 ml  
REF 540 0106 5

country



Multisil-Epithetik  
beach  
50 ml  
REF 540 0106 6

beach

