

# Multisil-farby

Farby do indywidualizowania powierzchni

- dziesięć różnych kolorów daje możliwość wykonania protezy idealnie dopasowanej do pacjenta



Multisil farby  
Stoiki po 5 g

kolor	zam. nr
biały	540 0108 0
żółty	540 01 08 1
czerwony	540 0108 2
niebieski	540 0108 3
czarny	540 0108 4
zielony	540 0108 5
fiolet	540 0108 6
jasny brąz	540 0108 7
brąz	540 0108 8
ciemny brąz	540 0108 9

# Multisil-stabilizator

Zwiększa plastyczność i stabilność silikonu



Multisil-Epithetik  
stabilizator  
transparentny  
5 ml  
zam. nr 540 0106 8



Silikon bez stabilizatora  
Multisil-Epithetik.



Silikon ze stabilizatorem plastyczny  
i zarazem stabilny.

# Multisil-definator

Definiuje silikonowe powierzchnie



Multisil-definator  
transparentny  
10 ml  
zam. nr 520 0100 5



Preparat zabezpiecza powierzchnie silikonowe  
przed osadzeniem się zabrudzeń, ułatwia  
oczyszczanie.

# Multisil-primer

Płyn łączący



Multisil-primer  
2,5 ml  
zam. nr 520 0100 4



Optymalne połączenie  
silikonu i akrylu.