

## Dentaclean do dezynfekcji wycisków i protezon



Właściwa ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami przenoszonymi za pośrednictwem wycisków z jamy ustnej pacjenta do laboratorium jest dzisiaj szczególnie ważna. Ścisła procedura dezynfekcyjna, przez lata lekceważona, jest dziś niezbędna w pracy każdego laboratorium dentystycznego.

**Dentaclean do dezynfekcji wycisków i protez**  
1000 ml koncentratu daje 10 litrów roztworu do użycia łącznie z 25 szt. torebek do przesyłania prac  
REF 520 0100 6

**Sprawdzony i zalecany przez Instytut Higieny Zdrowia i Kontroli Infekcji w Giessen.**



Wyciski mogą przenosić zarazki do pracowni.



Zastosowanie płynu dezynfekującego Dentaclean eliminuje ryzyko infekcji.

## Torebki do przesyłania prac



Torebki są oznaczone napisem „zdezynfekowano”. Torebki posiadają oddzielną, suchą kieszeń na kartę pacjenta.

**Torebki do przesyłania prac**  
200 szt.  
REF 520 0100 2

## Płyn do czyszczenia



**Koncentrat do oczyszczania protez z płytki nazębnej i innych osadów.**

**Płyn do czyszczenia**  
1000 ml koncentrat daje 10 litrów roztworu do użycia  
REF 520 0099 2



Mechaniczne czyszczenie jest pracochłonne, a instrumenty mogą uszkodzić politurę.



Płytki nazębne i wszelkie osady zostaną szybko i skutecznie usunięte.



Obfita płytka nazębna zostanie skutecznie usunięta w 15 min. ciepłej kąpeli ultradźwiękowej.



Oczyszczona proteza bez uszkodzeń które mogły powstać przy mechanicznym czyszczeniu instrumentami.

## Płyn do płuczki ultradźwiękowej



**Koncentrat do uwalniania od past polerskich.**  
Delikatny w zapachu i mocny w czyszczeniu.



Czyszczenie protez z resztek past polerskich jest pracochłonne i zajmuje zbyt wiele czasu. Rozwiązaniem jest Dentacleanpłyn do płuczki ultradźwiękowej.



Szybkie i efektywne czyszczenie bez udziału technika, to duża oszczędność czasu.

**Płyn do płuczki**  
1000 ml koncentrat  
daje 11l gotowego preparatu  
REF 520 0099 7

## Dentaclean płyn do gipsu / Dentaclean płyn do gipsu Speed



**Gruntowne czyszczenie i dezynfekowanie protez z resztek gipsu.**  
Małe ułatwienia w codziennej pracy.  
Dostępny jako standard i speed.



Szybkie i dokładne usuwanie twardych resztek gipsu z porowatych powierzchni misek.

**Dentaclean płyn do gipsu**  
1000 ml  
REF 520 0011 9  
2500 ml  
REF 520 0099 3

**Dentaclean płyn do gipsu Speed**  
1000 ml  
REF 520 0101 0  
2500 ml  
REF 520 0099 4



Szybkie usuwanie gipsu (15 min. w kąpeli ultradźwiękowej) nie wpływa na kolor i gładkość akryli.

## Dentaclean płyn do pumeksu




Likwiduje zarazki.

**Dentaclean płyn do mieszania z pumeksem, zamiast wody**

- zawieszę wymienia się co 2 - 3 tygodnie
- zwiększy się adhezja szczotek, zawieszina mniej przyska
- polerowanie będzie skuteczniejsze i szybsze, dłonie będą mniej zniszczone
- miły zapach przy plerowaniu



W mieszaniu pumeksu i wody zarazki i bakterie rozwijają się w ciągu 1 godziny.



Znakomita ochrona podczas polerowania.

**Dentaclean**  
5000 ml  
REF 520 0099 8

**Dentaclean**  
1000 ml  
REF 520 0099 9

### Zastosowanie:

Podczas mieszania, ani później nie wolno używać wody. Tylko tak zawieszina pozostanie bezpieczna do 3 tygodni.