

Pasty do metali

Do optymalnego wygładzania metalowych powierzchni oraz nadawania im wysokiego połysku służą skuteczne i wydajne pasty polerskie, dające znakomite efekty końcowe.



Abraso-Star K80
320 g
REF 520 0016 2



Mocno abrazyjna, niebieska pasta K80 wygładza rysy w twardej stopach.



Lekko abrazyjna, żółta pasta K50 wygładza rysy w miękkich stopach.



Pasta polerska do tytanu
150 g
REF 520 0015 3
350 g
REF 520 0015 4



Pasta polerska do tytanu umożliwia abrazyjne polerowanie aż do uzyskania wysokiego połysku.



Znakomita do polerowania precyzyjnych elementów tytanowych, w krótkim czasie.



Abraso-Star-Polysk
2 x 50 ml
REF 520 0016 3



Rewelacyjna pasta do szybkiego uzyskiwania wysokiego połysku przez szkieletowych.



Polerowanie specjalnymi szmaciakami bredentu w połączeniu z tą pastą daje niewiarygodne efekty.



Brepol
50 g
REF 540 0103 7



Miękką białą szczotką (8000 obr./min.) oraz pastą Brepol uzyskuje się szybki efekt gładkiego i wysokiego połysku.



Szybkie i efektywne polerowanie protez szkieletowych.

Wygładzająca i polerująca na wysoki połysk pasta polerska do stopów nieszlachetnych.



Idealnie wypolerowane korony ze stopu nieszlachetnego.



Brepol znakomicie nadaje się do polerowania powierzchni frezowanych koron teleskopowych i stożkowych.

Produkty dodatkowe:



Szczotka biała podwójna
śr. 19 mm, 15 szt.
REF 350 0054 0



Pędzelki czarne
Długość 7 mm
15 szt.
REF 350 0041 0



Właściwie wypolerowane elementy zamków stanowią o efektywności ich funkcji.

Pasty do metali i akryli



Pasta pumeksowa
do metali i akryli
3 x 500 g
REF 520 0016 0



Dobre właściwości polerujące umożliwiają szybkie wygładzanie miękkich stopów.



Pasta pumeksowa znakomicie wygładza i poleruje akrylowe części protez oraz ich przejścia w metal.



Abraso-Star K50
320 g
REF 520 0016 1

Pasta do kompozytów



Acry-pol-pasta
do kompozytów
170 g
REF 520 0017 0



Lekko abrazyjne składniki powodują znakomite efekty polerskie wszystkich kompozytów.

Pasta do ceramiki



Pasta diamentowa
5 g
REF 540 0014 0

Diamentowa pasta polerska i wytrzymałe, impregnowane, twarde filce to sprawdzony system polerowania każdej ceramiki.

Duża zawartość naturalnych diamentów zapewnia właściwą abrazyjność i wysoki połysk.



Właściwa konsystencja pasty diamentowej powoduje jej dyfuzję z filcem, co umożliwia pięciokrotnie dłuższe polerowanie tą samą ilością pasty.



Pasta pokrywa polerowane powierzchnie i łatwo dociera do wgłębień i rys.

Zi-polish - do cyrkonu!



Zi-polish
5 g
REF 360 1002 5

Pasta polerska do uzyskiwania gładkich powierzchni tlenku cyrkonu. Dzięki zawartości różnych rozmiarów ziaren diamentowych służy do wstępnego i końcowego polerowania.

- wysoka zawartość diamentów zapewnia efektywne polerowanie w krótkim czasie
- specjalny materiał wiążący utrzymuje pastę na szczotce
- gładkie powierzchnie i najwyższy połysk



Dzięki specjalnemu składnikowi wiążącemu pasta dobrze przylega do szczotek.



Wysoka zawartość ziaren diamentowych skutecznie wygładza i poleruje cyrkon.

Dentaclean płyn do pumeksu



Dentaclean
5000 ml
REF 520 0099 8

Dentaclean
1000 ml
REF 520 0099 9

Likwiduje zarazki.

Dentaclean płyn do mieszania z pumeksem, zamiast wody:

- zawiesinę wymienia się co 2 - 3 tygodnie
- zwiększa się adhezyność szczotek, zawiesina mniej pryska
- polerowanie będzie skuteczniejsze i szybsze, dłonie mniej zniszczone
- miły zapach przy plerowaniu



W mieszaniu pumeksu i wody zarazki i bakterie rozwijają się w ciągu 1 godziny.



Znakomita ochrona podczas polerowania.

Zastosowanie:

Podczas mieszania, ani później nie wolno używać wody. Tylko tak zawiesina pozostanie bezpieczna do 3 tygodni.

Pollygryf



Pewne utrzymanie koron, mostów i wkładów przy gumkowaniu i polerowaniu

Uchwyt duży
1 szt.

REF 360 0100 0

Uchwyt mały
1 szt.

REF 360 0099 0

Osłonki gumowe
100 szt./Pack.

REF 360 0096 0



Osłonki gumowe pewnie utrzymują przy każdej obróbce.



Pewne utrzymanie i łatwe dojście do polerowanych wkładów.

Produkty dodatkowe:

Zestaw:

- 1 gryf
 - 1 uchwyt duży
 - 1 mały
 - 20 osłonek gumowych
- REF 360 0095 0



Uchwyt do wkładów
1 szt.
REF 360 0098 0



Uchwyt do kikutów
1 szt.
REF 360 0097 0