

Abraso-Fix



Zielona – gruba 2 szt. 8 szt.
Pędzle
 śr. 4 mm REF 350 0075 7 350 0076 2
Szczotki
 śr. 22 mm REF 350 0059 0 350 0075 5



Zielona szczotka idealna do opracowywania płyt szkieletów.

Bardzo trwałe szczotki i pędzle (zastępujące gumki), pokryte specjalnym materiałem polerskim do opracowywania i polerowania precyzyjnych elementów metalowych np. powierzchni zużywających, frezowań i zamków protetycznych.



Niebieska – średni 2 szt. 8 szt.
Pędzle
 śr. 4 mm REF 350 0075 6 350 0076 1
Szczotki
 śr. 22 mm REF 350 0057 0 350 0075 4



Niebieską szczotką opracowuje się metalowe elementy.



Czerwona – drobna 2 szt. 8 szt.
Pędzle
 śr. 4 mm REF 350 0046 0 350 0076 0
Szczotki
 śr. 22 mm REF 350 0060 0 350 0075 3



Czerwona szczotka lub pędzel wykonują polerowanie wstępne.



Żółta – bardzo drobna 2 szt. 8 szt.
Pędzle
 śr. 4 mm REF 350 0045 0 350 0075 9
Szczotki
 śr. 22 mm REF 350 0058 0 350 0075 2



Żółta szczotka lub pędzel wykonuje polerowanie końcowe metali i twardego kompozytu.



żółty – dardzo drobny 2 szt. 8 szt.
Pędzle
 śr. 2 mm REF 350 0077 0 350 0070 0



Wąski pędzelek polerujący kończący drobne brzozy.

Zestaw


Szczotki:
 1 szt.: extra drobna, drobna, normalna, gruba
 REF 350 0075 1

Zestaw

Pędzle:
 1 szt.: extra drobny, drobny, normalny, gruby
 REF 350 0075 8



Polerowanie ceramiki



Dzięki impregnacji i twardości krażki filcowe są bardzo trwałe.



Krażki filcowe
 śr. 12 mm
 100 szt.
 REF 350 0071 0



Żółta szczotka Abraso-fix dobrze poleruje również ceramikę.