

## Estetyka czerwono-biała



Najwyższa jakość wykonania implantoprotez. Indywidualnie wymodlowane i ubarwione części różowe mostu/protezy opartej na wszczepach, z naturalnym efektem estetycznym przejścia dziąsła w licowanie.

### Zestaw

#### Estetyka czerwono-biała, 28 cz.:

- 1 x aluminiowa teka
  - 8 x crea.lign
  - 1 x GUM opaker
  - 1 x visio.link
  - 1 x MKZ Primer
  - 1 x crea.lign Modelling Liquid
  - 2 x protezy pokazowe
  - 2 x MagicBrush rozm. 2
  - 1 x instrukcja pracy
  - 1 x uchwyt
  - 1 x bloczek tekturek
  - 8 x aplikatory
- REF CLIGNSETG

Pełna i trwała możliwość indywidualnej charakteryzacji, przecież tego właśnie dzisiaj oczekują od nas pacjenci i lekarze...

- nano-wypełniony crea.lign cechuje stabilność kolorów i najwyższa odporność na osadzanie się płytki nazębnej
- visio.link pewnie i trwale łączy crea.lign ze wszystkimi tworzywami PMMA na protezy
- wysokousieciowane tworzywo na protezy uni.lign perfekcyjnie łączy się z licowaniem crea.lign stwarzając estetyczne przejście
- oba materiały cechuje ta sama czułość na obróbkę, co bardzo ułatwia polerowanie
- estetyka czerwono-biała jest również przewidziana do wykonywania dziąsła w mostach ceramicznych na implantach
- tylko 6 kroków procedury wykonania efektu czerwono-białego
- w odcinku przednim całość pracy trwa ok. 45 min.
- wszystkie potrzebne materiały oraz czytelny instruktaż
- dwie protezy pokazowe i estetyczna aluminiowa teka jako pomoce marketingowe przy rozmowie z lekarzem i pacjentem.

## Szafa visio.lign



### Zestaw

#### visio.lign szafka

- 1 x visio.lign szafka
  - 1 x wkład do szuflady crea.lign
  - 8 x wkłady do szuflad novo.lign A
- REF VLIGNBOX1

## visio.lign Set 2



### Zestaw

#### visio.lign Set 2, 43-cz.:

- 1 x visio.lign szafka
  - 1 x visio.link
  - 1 x combo.lign
  - 8 x novo.lign P garnitury zębów bocznych
  - 10 x novo.lign A garnitury zębów przednich
  - 10 x kaniule combo.lign
  - 8 x wkłady do szuflad novo.lign A
  - 4 x wkłady do szuflad novo.lign P
- REF VLIGNSET2

## Sety visio.lign

### visio.lign Set 3



#### Zestaw

##### visio.lign Set 3, 61-cz.:

- 1 x visio.lign szafka
- 1 x visio.link
- 1 x combo.lign
- 1 x opaker combo.lign
- 1 x opaker katalizator
- 2 x crea.lign
- 8 x novo.lign P garnitury zębów bocznych
- 10 x novo.lign A garnitury zębów przednich
- 2 x uchwyt
- 10 x kaniule combo.lign
- 10 x aplikatory
- 8 x wkłady do szuflad novo.lign A
- 4 x wkłady do szuflad novo.lign P
- 1 x wkład do szuflady opaker combo.lign
- 1 x wkład do szuflady crea.lign/uchwyt

REF VLIGNSET3

### Licówki novo.lign A i P



#### Zestaw

##### novo.lign A i P licówki, 21-cz.:

- 1 x aluminiowa teka
- 12 x novo.lign A garnitury licówek przednich
- 8 x novo.lign P garnitury licówek bocznych

REF VLIGNPRVN

### Zęby neo.lign A i P



#### Zestaw

##### neo.lign A i P zęby, 25-cz.:

- 1 x aluminiowa teka
- 12 x neo.lign A garnitury zębów przednich
- 12 x neo.lign P garnitury zębów bocznych

REF VLIGNPRVTI

##### neo.lign A i P zęby, 24-cz.:

- 12 x neo.lign A garnitury zębów przednich
- 12 x neo.lign P garnitury zębów bocznych

REF NLUPSET2

## Set opakerów



### Zestaw

#### Opaker Set, 7-cz.:

- 1 x opaker combo.lign light
  - 1 x opaker combo.lign medium
  - 1 x opaker combo.lign intensiv
  - 1 x opaker combo.lign GUM
  - 2 x opaker katalysator
  - 1 x wkład do szuflady opaker combo.lign
- REF OLIGNSET1


## Sety crea.lign



### Zestaw

#### crea.lign Set, 46-cz.:

- 10 x crea.lign
  - 2 x crea.lign stains
  - 1 x crea.lign Modelling Liquid
  - 1 x statyw
  - 12 x uchwyty
  - 20 x aplikatory
- REF CLIGNSET12



### Zestaw

#### crea.lign Set, 13-cz.:

- 10 x crea.lign
  - 3 x uchwyty
- REF CLIGNSETN

## visio.lign Toolkit



### Zestaw do obróbki kompozytów REF VLTOOLKIT

visio.lign Toolkit jest zestawem wyselekcjonowanych instrumentów i past polerskich, które najlepiej sprawdziły się w finiszowaniu prac. Zadaniem głównym jest uzyskać powierzchnie mniej chłonne niż zglazurowana ceramika!

- Frezy ze szlifem tylnym korygujące bez szarpnięć licówki i wygładzające materiał
- Pasta Acrypol i miękka szczotka dla wstępnej politur
- Pasta nablyszczająca i bawełniak dla finiszu
- Szklany, szczelny pojemnik na pastę
- Trzy wolne miejsca na indywidualne instrumenty

Pasty w zestawie :  
Acrypol  
wstępna, 170 g  
Abraso-Starglanz  
końcowa, 50 ml