

## Łączniki dolewane ze stopów szlachetnych

blueSKY  
SKY classic



Łącznik odlewany na bazie stopu HL zapewnia możliwość najwyższej indywidualizacji dla szczególnie skomplikowanych przypadków klinicznych.

Samospalająca się, plastikowa tulejka jest stabilnie połączona z metalową bazą poprzez śrubę, a więc modelowanie i indywidualizacja przebiega szybko i bezpiecznie.

Dane: Przedział temp. topnienia 1400 - 1490 °C  
Współczynnik rozszerz. cieplnej 11.9 – 12.2 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>  
(Au 60 %, Pd 20 %, Pt 19 %, Ir 1%)  
Waga: 0.33 g

Moment obrotowy: 25 Ncm



Łącznik z samospalającą się tulejką ze śrubą 2.4

REF SKY-PV00



Śruba 2.4  
6 szt.

REF SKY-PS22



Zdjęcia: Dr. Vogel, Neu-Isenburg (DE)

