


Łączniki do skanowania SKY uni.fit

narrowSKY
blueSKY
SKY classic

new



Extra-oral:

Pozycja implantu na modelu jest bezpiecznie i niezawodnie skanowana, bazując na trzypunktowym odniesieniu.

Położenie i osiowa orientacja implantu na modelu jest wirtualnie określana za pomocą trzypunktowego układu odniesienia.



Trzypunktowy układ odniesienia

Intra-oral:

Oprogramowanie CAD rozpoznaje położenie i pozycję implantu.



Łącznik do skanowania SKY uni.fit extraoral

REF SKYUSCAE

Materiał: PEEK
Moment obrotowy: 10 Ncm



Łącznik do skanowania SKY uni.fit intraoral 1 szt.

REF SKYUSCAI



Okapowanie do skanowania SKY fast & fixed intraoral / extraoral

REF SKYFSCIE



Okapowanie do skanowania SKY uni.cone intraoral / extraoral 1 szt.

REF SKYUSCIE

Materiał: PEEK
Moment obrotowy: 10 Ncm